

## **Lammfell-Auflage, Pflegeanleitung**

### **Waschen**

Die gelben, medizinisch gegerbten Lammfelle können Sie mit Handwäsche oder in der Waschmaschine im Schon- oder Wollwaschgang bei maximal 30 °C waschen. Am besten mit einem Fellwaschmittel oder einem Wollwaschmittel und reichlich Weichspüler, um die Geschmeidigkeit des Lammfell-Leders zu erhalten.

### **Trocknen**

Nach dem Waschen können Sie das Lammfell leicht schleudern und entweder im Wäschetrockner bei Kaltluft oder an der frischen Luft trocknen, aber nicht in der Sonne, auf der Heizung oder am Kamin. Während des Trocknens müssen Sie das Fell immer wieder in alle Richtungen in Form ziehen und die Lederseite kneten. Das lockert die Lederfasern und hilft, eine Verhärtung des Leders zu vermeiden. Bevor das Lammfell ganz getrocknet ist, kneten Sie es wie einen Teig oder ziehen Sie es über eine runde Kante, z.B. eine Stuhllehne. Dadurch wird das Leder geschmeidiger.

### **Kämmen**

Wenn Sie die Wollhaare glatter wollen, geht das nur mit ausgiebigem Kämmen und Föhnen. Am besten mit einer Hundebürste mit Stahlzinken. Im Hausgebrauch werden die gewaschenen Felle immer etwas lockig bleiben. Dies tut der Qualität und der Zartheit keinen Abbruch, es ändert nur den Fellcharakter.